



MEDICAL DEVICES & OPHTHALMOLOGY TRADING

Ophthalmic and ENT Medical Products

COMPANY PROFILE

EMAIL

info@facilitymedical.com

WEBSITE

www.facilitymedical.com

TELEPHONE

+ 9 6 6 5 3 4 3 8 3 5 6 6

ADDRESS

Nahdah rd, Riyadh, Saudi Arabia

About Facility Medical

Established in 2018, Facility Medical has emerged as a leading specialist in healthcare solutions across Saudi Arabia. With a dedicated team of experienced professionals, we have built our reputation on delivering exceptional medical services and support to a diverse range of healthcare facilities throughout the Kingdom.

Our comprehensive expertise spans multiple sectors within the healthcare industry, including hospitals, clinics, and medical centers. At Facility Medical, we are committed to advancing healthcare standards and providing specialized solutions that meet the unique needs of each sector we serve. Through our focused approach and deep understanding of the Saudi Arabian healthcare landscape, we continue to be a trusted partner for medical institutions seeking excellence in their operations and patient care delivery.

Mission Statement

To provide innovative, high-quality ophthalmic and ENT medical products that enhance patient care and support healthcare professionals in delivering exceptional treatment outcomes.

Company Description

Facility Medical Company is a specialized medical device company dedicated to developing, manufacturing, and distributing comprehensive solutions for ophthalmic and ENT healthcare needs. We combine cutting-edge technology with proven clinical expertise to deliver both reusable and consumable products that meet the evolving demands of modern healthcare facilities.

Product Portfolio

Ophthalmic Products

Reusable Equipment	Consumable Products
Surgical Instruments for Cataract, Retinal, And Glaucoma Procedures	Ophthalmic Viscosurgical Devices
Ophthalmic Chairs and Examination Equipment	Disposable Ophthalmic Knives
Microsurgical Instruments and Accessories	Surgical Drapes and Disposable Instruments
Diagnostic Equipment	Surgical Sutures

ENT Products

Reusable Equipment	Consumable Products
Surgical Instruments for Nasal	Nasal Packing and Wound Care Materials
Sterilizable Surgical Tools	Surgical Sutures and Implants

Geographic Market

Nationwide Reach: Serving over 13 cities of KSA, 200+ Private & Government hospitals, clinics, and centers are served in the following areas:

- Central: Riyadh, Qassim
- Western: Jeddah, Makkah, Madinah, Taif
- Eastern: Dammam, Al Khobar, Jubail, Ahsa
- Southern: Najran, Jizan, Abha
- Northern: Tabuk, Hail

Key Statistics

- **Years in Operation:** 7 years
- **Products Activated:** 100+ products
- **Area Served:** 13+ cities
- **Healthcare Facilities Served:** 200+ facilities

Our Partners

Cenefōm

Fluid Management Consumables, e.g, Eye Spears & Wipes, etc.

anodynesurgical.

Ophthalmic Disposable Knives & Cannula

i Medical®
SEE THE WORLD CLEAR

Ophthalmic Viscosurgical Devices

FULLSET
MEDICAL TEKSTİL

Disposable Surgical Drape

Focus®
INSTRUMENTS

Ophthalmic Surgical Reusable Instruments

nopa® instruments
traditionally modern

General Surgical Reusable Instruments



Surgical Suture

Certificates & Legal Documents

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Food & Drug Authority
Operations Sector

VISION رؤية 2030

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
قطاع العمليات

Executive Department of
registration and licensing

الإدارة التنفيذية
للتسجيل والتراخيص

رخصة منشأة أجهزة ومنتجات طبية
Medical Device Establishment License

Saudi Food and Drug Authority hereby license
The Medical Device Establishment:

ترخص الهيئة العامة للغذاء والدواء للمنشأة
أجهزة ومستلزمات طبية:

شركة تسهيل الطبية شركة شخص واحد
Facility Medical Institution Est

Establishment activity: Importer And Distributor **إستيراد و توزيع**

شمار الحساب: C-7051

رقم الحساب: C-7051

CR number: 7008094505

رقم السجل التجاري: 7008094505

Issuing date: 26/10/2020

تاريخ الإصدار: 26/10/2020

Expiry date: 21/10/2025

تاريخ الانتهاء: 21/10/2025

Issuance Type: ReNew & Update **تجديد وتحديث**

نوع الإصدار: تجديد وتحديث

License number: IDL-2020-MD-2206

رقم الرخصة: IDL-2020-MD-2206

City: الرياض

المدينة: الرياض

District/Street: الفيصلية - طريق النهضة

الحي / الشارع: الفيصلية - طريق النهضة

To operate in the field defined pursuant to
the Act of Saudi Food and Drug Authority hereby license

بمزاولة الأنشطة المحددة في هذا الترخيص
وذلك بموجب نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

The establishment must obtain a separate market
authorization certificate for each of its' product.

هذه الرخصة لا تعني المنشأة عن ضرورة الحصول على إذن
تسويق لكل منتج من منتجاتها.

Establishments Licensing Department Director

مدير إدارة تراخيص المنشآت







م. أحمد بن عبدالله رجب

Commercial Registration

VAT Certificate Saudi

Membership Certificate

Consumable & Reusable OPHTHALMIC ITEMS

Fluid Management Products

08

Ophthalmic Viscosurgical Devices

10

Disposable Ophthalmic Knives

12

Disposable Cannula

15

Surgical Sutures

17

Cure Ophthalmic Items

20

Surgical Operation Ophthalmic Items

21

Surgical Drapes

22

Reusable Surgical Instruments

24

Ear, Nose, and Throat

26

FLUID MANAGEMENT PRODUCTS



Royal PVA EYE SPEAR

Royal PVA eye spears 8 x 17 mm are constructed of soft, absorbent, and highly retentive polyvinyl alcohol foam for LASIK and refractive surgeries.

200 Each / Box

Origin: Taiwan
CAT.# OP-ES02



EYE DRAIN & WICK

EYE DRAIN & WICK 80 & 400 cc comes with a fluid collection bag and an eye wick, to provide continuous control of fluid throughout the procedure.

10 pouch/ Box

Origin: Taiwan
CAT.# OP-ED01



Royal INSTRUMENT WIPE

Wipes 76.2 x 76.2 x 2 mm are designed to provide the surgeon with superior fiber free products for fluid control and safe cleaning of microsurgical instruments.

20 pouches/ Box

Origin: Taiwan
CAT.# OP-IW01



WIPE & WICK

WIPE & WICK 76.2 x 76.2 x 2 mm Cenefom wipe & wick includes an instrument wipe with an attached, removable eye wick

20 pouches/ Box

Origin: Taiwan
CAT.# OP-WW01



CLEANING BLOCK

Cenefom cleaning block 45 x 15 x 20 mm is designed to provide safe cleaning of diamond knife. It's made of highly absorbent, lint-free PVA material.

10 pouches/ Box

Origin: Taiwan
CAT.# OP-CB01



LASIK RING

After microkeratome dissection, a LASIK ring is placed on the eye before the flap is reflected. It absorbs and prevents the excess fluids and blood.

20 pouches/ Box

Origin: Taiwan
CAT.# OP-LR01



LASIK EYE DRAIN

Cenefom LASIK eye drains allow for the simultaneous absorption of excess fluids and protection of flap and hinge.

20 pouches/ Box

Origin: Taiwan
CAT.# OP-LRD02



CORNEAL LIGHT SHIELD

Cenefom corneal light shields keep the cornea moist, protect the retina from potentially harmful light during ophthalmic procedures

20 pouches/ Box

Origin: Taiwan
CAT.# OP-CS02

Full Catalogue

Cenefom provides a complete line of professional and reliable products for fluid control and the safe cleaning of patients and fine microsurgical instruments during medical procedures in the field of ophthalmology. All Cenefom PVA products meet the highest medical performance standards and are fully CE certified and **MDMA-2-2023-2279**.



Scrub Brush 4% Chlorhex

Surgical Scrub Brush/Sponge and Nail Cleaner 4% CHG is a preoperative dry surgical scrub brush impregnated with 18 ml 4% Chlorhexidine

270 Pcs/ Box

Origin: China
CAT.# BOBD377479



Scrub Brush 7.5% Povidone

Preoperative cleaning of healthcare personnel arms and hands. Significantly reduces the number of micro.

270 Pcs/ Box

Origin: China
CAT.# BOBD377480

KINGDOM OF SAUDI ARABIA Saudi Food & Drug Authority		VISION رؤية 2030		المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء				
Executive Department of Medical Devices Evaluation Medical Devices Sector		SFDA		الدفعة التنفيذية لتقييم الأجهزة الطبية قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية				
إذن تسويق جهاز / مستلزم طبي Medical Device Marketing Authorization								
Issuing Date: 07/12/2023	Authorization Number: MDMA-2-2023-2279	رقم الإذن:	25/5/1445	تاريخ الإصدار:	25/5/1445			
Expiry Date: 07/12/2026	Version Number: 1	رقم الإصدار:	27/6/1448	تاريخ الانتهاء:	27/6/1448			
Last Version Date: 07/12/2023			25/5/1445	تاريخ آخر إصدار:	25/5/1445			
The Authorization is issued in accordance with the Medical Devices Law issued by Royal Decree No. (M54) dated 6/7/1442 H.			أصدر هذا الإذن بموجب نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6/7/1442 هـ.					
This authorization allows:			هذا الإذن يخول:					
<table border="1"> <tr> <td>ME0000002852</td> </tr> <tr> <td>Cenefarm Corp</td> </tr> <tr> <td>2F.&3F.No.50-3,Kayuan RD., Hsinchu SCIENCE Park, Zhunan Township.-Miaoli County-Taiwan</td> </tr> </table>			ME0000002852	Cenefarm Corp	2F.&3F.No.50-3,Kayuan RD., Hsinchu SCIENCE Park, Zhunan Township.-Miaoli County-Taiwan			
ME0000002852								
Cenefarm Corp								
2F.&3F.No.50-3,Kayuan RD., Hsinchu SCIENCE Park, Zhunan Township.-Miaoli County-Taiwan								
To market the medical devices listed in the attached annex" in the Kingdom of Saudi Arabia			تسويق الأجهزة / المستلزمات الطبية المحسنة في القائمة المرفقة" في المملكة العربية السعودية					
								
المدير التنفيذي لتقييم الأجهزة الطبية Executive Director of Medical Devices Evaluation								
								
د. عبد الطيف بن سليمان الوطيان Abdulatif S. Al Watban, Ph.D.								
Page 1 of 2								

OPHTHALMIC VISCOSURGICAL DEVICES

**i.Visc 1.0% NaHA**

i.Visc – Viscoelastic Ophthalmic Viscosurgical Devices 1.0% **Sodium Hyaluronate**
1ml with 27G Cannula

Origin: Germany

CAT.# 04521

**i.Visc 1.4% NaHA**

i.Visc – Viscoelastic Ophthalmic Viscosurgical Devices 1.4% **Sodium Hyaluronate**
1ml with 27G Cannula

Origin: Germany

CAT.# 04522

**i.Visc 1.6% NaHA**

i.Visc – Viscoelastic Ophthalmic Viscosurgical Devices 1.6% **Sodium Hyaluronate**
1ml with 27G Cannula

Origin: Germany

CAT.# 04523

**i.Visc 1.8% NaHA**

i.Visc – Viscoelastic Ophthalmic Viscosurgical Devices 1.8% **Sodium Hyaluronate**
1ml with 27G Cannula

Origin: Germany

CAT.# 04524

**i.Visc 2.2% NaHA**

i.Visc – Viscoelastic Ophthalmic Viscosurgical Devices 2.2% **Sodium Hyaluronate**
1ml with 25G Cannula

Origin: Germany

CAT.# 04964

**i.Visc 3.0% NaHA**

i.Visc – Viscoelastic Ophthalmic Viscosurgical Devices 3.0% **Sodium Hyaluronate**
1ml with 25G Cannula

Origin: Germany

CAT.# 04527

**i.Visc 2.0% HPMC**

i.Visc – Viscoelastic Ophthalmic Viscosurgical Devices 2.0% **Hydroxypropyl Methylcellulose**
1ml with 27G Cannula

Origin: Germany

CAT.# 04525

**i.Visc 2.4% HPMC**

i.Visc – Viscoelastic Ophthalmic Viscosurgical Devices 2.4% **Hydroxypropyl Methylcellulose**
1ml with 27G Cannula

Origin: Germany

CAT.# 04526

Specification	i-Visc 1.0%*	i-Visc 1.4%*	i-Visc 1.6%*	i-Visc 1.8%*	i-Visc 2.2%*	i-Visc 3.0%*	i-Visc 2.0%*	i-Visc 2.4%*
Concentration	1.00%	1.40%	1.60%	1.80%	2.20%	3.00%	2.00%	2.40%
Raw material	bio-fermented NaHA	bio-fermented NaHA	bio-fermented NaHA	bio-fermented NaHA	bio-fermented NaHA	bio-fermented NaHA	HPMC	HPMC
Molecular weight (in MDa)	1.2 - 2.0	1.2 - 2.0	1.2 - 2.0	1.2 - 2.2	1.2 - 2.2	1.0 - 1.8	0.07 - 0.15	0.10 - 0.18
Viscosity (in mPas)	approx. 20,000	approx. 30,000	approx. 60,000	approx. 100,000	approx. 150,000	approx. 300,000	approx. 4,000 -	approx. 6,000 -
Osmolality (in mOsm/kg)	270 - 400	270 - 400	270 - 400	270 - 400	270 - 400	270 - 400	270 - 400	270 - 400
pH value	6.8 - 7.4	6.8 - 7.4	6.8 - 7.4	6.8 - 7.4	6.8 - 7.4	6.8 - 7.4	6.8 - 7.5	6.8 - 7.5
Volume in ml	1	1	1	1	1	1	1	1
Shelf life in month	42	42	42	42	42	42	42	42
Packaging units	Single Box	Single Box	Single Box	Single Box	Single Box	Single Box	Single Box	Single Box

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Food & Drug Authority

رؤية
2030

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء

Executive Department of Medical
Devices Evaluation
Medical Devices Sector



الإدارة التنفيذية لتقييم الأجهزة الطبية
قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية

إذن تسويق جهاز / مستلزم طبي
Medical Device Marketing Authorization

Issuing Date: 01/3/2019
Expiry Date: 04/8/2025
Last Version Date: 13/8/2024

Authorization Number: MDMA-1-2019-6055
Version Number: B

رقم الإذن: 09/2/1446
رقم الإصدار: 10/2/1447
تاريخ آخر إصدار: 09/2/1446

The Authorization is issued in accordance with the Medical Devices Law issued by Royal Decree No. (M/54) dated 6/7/1442 HA,

أصدر هذا الإذن بموجب نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6/7/1442 هـ.

This authorization allows:

MED0000002994

ALBOMED GMBH

Hildebrandstrasse 11, 90592 Germany

هذا الإذن يخول:

To market the medical devices listed in the attached annex* in the Kingdom of Saudi Arabia

بتسويق الأجهزة / المستلزمات الطبية المحددة في القائمة المرفقة* في المملكة العربية السعودية

Medical Device Description	VISCOELASTIC SOLUTIONS for intraocular use	وصف الجهاز / المستلزم
Medical Device National Listing Number	ME00000012859SFDA000001	رقم قيد الجهاز / المستلزم الطبي في السجل الوطني
Brand / Trade Name	i-Visc	الاسم التجاري



المدير التنفيذي لتقييم الأجهزة الطبية
Executive Director of Medical Devices Evaluation



د. عبد اللطيف بن سليمان الوطيان
Abdullatif S. Al Watban, Ph.D.

Page 1 of 1

DISPOSABLE OPHTHALMIC KNIVES

**2.2mm Slit Knife**

2.2mm Single Bevel Angled Slit
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE02-2201-4506

**2.4mm Slit Knife**

2.4mm Single Bevel Angled Slit
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE02-2401-4506

**2.75mm Slit Knife**

2.75mm Single Bevel Angled Slit
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE02-2701-4506

**2.8mm Slit Knife**

2.8mm Single Bevel Angled Slit
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE02-2801-4506

**3.0mm Slit Knife**

3.0mm Single Bevel Angled Slit
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE02-3001-4506

**3.2mm Slit Knife**

3.2mm Single Bevel Angled Slit
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE02-3201-4506

**15 deg Stab Knife**

15 deg Stab Knife
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE01-1503-0006

**22.5 deg Stab Knife**

22.5 deg Stab Knife
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE01-2203-0006

**30 deg Stab Knife**

30 deg Stab Knife
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE01-3003-0006

**45 deg Stab Knife**

45 deg Stab Knife
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE01-4503-0006

**2.2mm Slit Knife**

2.2mm Double Bevel Angled Slit Knife
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE02-2203-4506

**2.4mm Slit Knife**

2.4mm Double Bevel Angled Slit Knife
Ophthalmic Knife
6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE02-2403-4506

Full Catalogue 

DISPOSABLE OPHTHALMIC KNIVES

**1.0mm MVR Knife**

1.0mm Angled MVR Style Sideport Knives
Ophthalmic Knife

6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE01-1003-4506

**19g MVR Knife**

19g Angled MVR Knife
Ophthalmic Knife

6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE04-1903-4506

**1.1mm MVR Knife**

1.1mm Angled MVR Style Sideport Knives
Ophthalmic Knife

6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE01-1103-4506

**19g MVR Knife**

19g Straight MVR Knife
Ophthalmic Knife

6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE04-1903-0006

**1.2mm MVR Knife**

1.2mm Angled MVR Style Sideport Knives
Ophthalmic Knife

6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE01-1203-4506

**20g MVR Knife**

20g Angled MVR Knife
Ophthalmic Knife

6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE04-2003-4506

**Crescent Knives 2.0mm**

2.0mm Angled Crescent Bevel Up
Ophthalmic Knife

6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE03-2001-4506

**20g MVR Knife**

20g Straight MVR Knife
Ophthalmic Knife

6 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# AE04-2003-0006

Full Catalogue 

anodynesurgical.

Anodyne Surgical holds Authorization Number: **MDMA-2-2024-3266** for Knives and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2016 for the following scope: The manufacturer and distribution of sterile and non-sterile disposable cannulas and disposable hand-held surgical instruments for ophthalmology.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA Saudi Food & Drug Authority	VISION رؤية 2030	المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء						
Executive Department of Medical Devices Evaluation Medical Devices Sector	SFDA	الإدارة التنفيذية لتقييم الأجهزة الطبية قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية						
إذن تسويق جهاز / مستلزم طبي Medical Device Marketing Authorization								
Issuing Date: 23/11/2024	Authorization Number: MDMA-2024-3266	رقم الإذن: 22/5/1446 تاريخ الإصدار:						
Expiry Date: 23/11/2027	Version Number: 1	رقم الإصدار: 24/6/1449 تاريخ الانتهاء:						
Last Version Date: 23/11/2024		22/5/1446 تاريخ آخر إصدار:						
<p>The Authorization is issued in accordance with the Medical Devices Law issued by Royal Decree No. (M/54) dated 6/7/1442 H.A.,</p> <p>أصدر هذا الإذن بموجب نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6/7/1442 هـ.</p>								
<p>This authorization allows:</p> <table border="1"> <tr> <td>ME0000004126</td> <td>هذا الإذن يخول:</td> </tr> <tr> <td>PSIYEY-KO, Inc. also doing business as Anodyne Surgical</td> <td></td> </tr> <tr> <td>804 Corporate Centre Drive, O'Fallon-Missouri-United States, 63368, 184</td> <td></td> </tr> </table>			ME0000004126	هذا الإذن يخول:	PSIYEY-KO, Inc. also doing business as Anodyne Surgical		804 Corporate Centre Drive, O'Fallon-Missouri-United States, 63368, 184	
ME0000004126	هذا الإذن يخول:							
PSIYEY-KO, Inc. also doing business as Anodyne Surgical								
804 Corporate Centre Drive, O'Fallon-Missouri-United States, 63368, 184								
<p>To market the medical devices listed in the attached annex* in the Kingdom of Saudi Arabia</p> <p>بتسويق الأجهزة / المستلزمات الطبية المحددة في القائمة المرفقة* في المملكة العربية السعودية</p>								
Medical Device Description	Ophthalmic micro surgical knives	وصف الجهاز / المستلزم						
Medical Device National Listing Number	ME0000004126SFDA00047	رقم قيد الجهاز / المستلزم الطبي في السجل الوطني						
Brand / Trade Name	Forsight	الاسم التجاري						
								
<p>مدير إدارة التقييم العلمي للمنتجات Director of Medical Devices Scientific Evaluation</p> <p>م. طارق محمد مسفر علكيس Eng. Tareq Mohammed Ankis</p>								
Page 1 of 1								

DISPOSABLE CANNULA

**Irrigating Cannula 25g**

Irrigating cystotomes 27g x 16mm (5/8") are used to perform capsulorhexis. Tip is designed for opening of anterior capsule.

10 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# 5003AF

**Irrigating Cannula 27g**

Irrigating cystotomes 27g x 16mm (5/8") are used to perform capsulorhexis. Tip is designed for opening of anterior capsule.

10 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# 5001AF

**Irrigating Cannula 30g**

Irrigating cystotomes 30g x 16mm (5/8") are used to perform capsulorhexis. Tip is designed for opening of anterior capsule.

10 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# 5000AF

**Hydrodissection Cannula 27g**

Hydrodissection Cannula 27g x 22mm (7/8") 8mm angled tip (32°) Flattened from bend to end Smooth oval shaped tip

10 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# 7006


**Hydrodissection Cannula 25g**

Hydrodissection Cannula 25g x 22mm (7/8") 8mm angled tip (32°) Flattened from bend to end Smooth oval shaped tip

10 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# 7007

**Atkinson Peribulbar 25g**

Atkinson Peribulbar 25g x 22mm (7/8"). Designed for administration of anesthesia outside the muscle cone around the globe

10 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# 0003C

**Nucleus Hydrodissector 25g**

Nucleus Hydrodissector / Rotator [Sinsky] 25g x 22mm (7/8") 8mm angled tip (32°) Forked blunt tip Flattened from bend to end

10 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# 7015

**Sub Tenon Anesthesia 19g**

Sub Tenon Anesthesia Cannulas - Curved 19g x 25mm (1") flattened tip for administering anesthetic agents into the posterior.

10 Pcs / Box

Origin: USA

CAT.# 0020


Full Catalogue

anodynesurgical.

Anodyne Surgical holds Authorization Number: **MDMA-2-2025-0636** for Cannulas and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2016 for the following scope: The manufacturer and distribution of sterile and non-sterile disposable cannulas and disposable hand-held surgical instruments for ophthalmology.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA Saudi Food & Drug Authority	VISION رؤية 2030	المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء						
Executive Department of Medical Devices Evaluation Medical Devices Sector	SFDA	الإدارة التنفيذية لتقييم الأجهزة الطبية قطاع الأجهزة و المستلزمات الطبية						
إذن تسويق جهاز / مستلزم طبي Medical Device Marketing Authorization								
Issuing Date: 04/3/2025	Authorization Number: MDMA-2-2025-0636	رقم الإذن: 05/9/1446 تاريخ الإصدار:						
Expiry Date: 04/3/2028	Version Number: 1	رقم الإصدار: 08/10/1449 تاريخ الانتهاء:						
Last Version Date: 04/3/2025		05/9/1446 تاريخ آخر إصدار:						
<p>The Authorization is issued in accordance with the Medical Devices Law issued by Royal Decree No. (M/54) dated 6/7/1442 HA,</p> <p>أصدر هذا الإذن بموجب نظام الأجهزة والمستلزمات لطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6/7/1442 هـ.</p>								
This authorization allows:	<table border="1"> <tr> <td>ME0000000403</td> <td>هذا الإذن يخول:</td> </tr> <tr> <td>PSI/EYE-KO, Inc.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>804 Corporate Centre Drive- O' Fallon Missouri- United States, 63368, 184</td> <td></td> </tr> </table>	ME0000000403	هذا الإذن يخول:	PSI/EYE-KO, Inc.		804 Corporate Centre Drive- O' Fallon Missouri- United States, 63368, 184		
ME0000000403	هذا الإذن يخول:							
PSI/EYE-KO, Inc.								
804 Corporate Centre Drive- O' Fallon Missouri- United States, 63368, 184								
To market the medical devices listed in the attached annex* in the Kingdom of Saudi Arabia	تسويق الأجهزة / المستلزمات الطبية المحددة في القائمة المرفقة* في المملكة العربية السعودية							
 <p>مدير إدارة التقييم الطبي للمنتجات Director of Medical Devices Scientific Evaluation</p> <p>م. طارق محمد مسفر عتيق Eng. Tareq Mohammed Ansis</p>								
Page 1 of 13								

SURGICAL SUTURES



SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 5/0

SURGICRYL PGA EP 1 USP 5/0 NEEDLE 3/8 CIR REV. CUTTING 12mm-45cm - BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# 11101512




SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 5/0

SURGICRYL PGA EP1 USP 5/0 45cm 2 NEEDLES 1/4 CIR SPATULATED 8mm 350µm - BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OSU05




SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 6/0

SURGICRYL PGA EP 0.7 USP 6/0 NEEDLE 1/2 CIR TAPER 13mm-75cm - BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# 11107013




SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 6/0

SURGICRYL PGA EP 0.7 USP 6/0 NEEDLE 3/8 CIR REV. CUTTING 12mm- 45cm - BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# 11071512




SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 6/0

SURGICRYL PGA EP0.7 USP 6/0 45cm 2NEEDLES 1/4CIR SPATULA 8mm 300µm - BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OSU06



SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 7/0

SURGICRYL PGA EP0.5 USP 7/0 45cm 2 NEEDLES 1/2 CIR SPATULATED 8mm 200µm - BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OSU07




SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 8/0

SURGICRYL PGA EP0.4 USP 8/0 45cm 2NEEDLES 3/8CIR SPATULA 6mm 200µm -BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OSU08



SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 9/0

SURGICRYL PGA EP 0.3 USP 9/0 30cm 2 NEEDLES 3/8CIR SPATULA 6.4mm 200µm - BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OSU09




SURGICRYL
PGA
POLY(DIOL-2,6-DI)E

SURGICRYL PGA 10/0

SURGICRYL PGA EP 0.2 USP 10/0 30cm 2 NEEDLES 3/8CIR SPATULA 6.2mm 150µm -BRAIDED SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OSU10



POLYPROPYLENE
BLUE

POLYPROPYLENE 5/0

POLYPROPYLENE BLUE 75cm EP 1 USP 5/0 DOUBLE NEEDLE 1/2 CIR TAPER 13mm - MONOFILAMENT NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# 5100113-2



POLYPROPYLENE
BLUE

POLYPROPYLENE 6/0

POLYPROPYLENE USP 6/0 45cm 2 X 1/4 CIRC.SPATULED 8mm 300µm - MONOFILAMENT NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OPP62



POLYPROPYLENE
BLUE

POLYPROPYLENE 6/0

POLYPROPYLENE BLUE 60cm EP 0.7 USP 6/0 2 NEEDLES 1/2 CIR TAPER 13mm - MONOFILAMENT NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# 5070113-2

SURGICAL SUTURES

POLYPROPYLENE
BLUE**POLYPROPYLENE 7/0**

POLYPROPYLENE BLUE 60cm EP0.5 USP 7/0 2 x 3/8
CIR TAPER POINT 9.3mm - MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# NR.5050293-2

POLYPROPYLENE
BLUE**POLYPROPYLENE 7/0**

POLYPROPYLENE BLUE 60cm EP 0.5 USP 7/0 2
NEEDLES 1/2 CIR TAPER 8mm - MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# 5050208-2

POLYPROPYLENE
BLUE**POLYPROPYLENE 8/0**

POLYPROPYLENE BLUE 60cm EP0.5 USP 7/0 2 x 3/8
CIR TAPER POINT 9.3mm - MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# NR.5050293-2

POLYPROPYLENE
BLUE**POLYPROPYLENE 9/0**

POLYPROPYLENE USP 9/0 30cm 2 NEEDLES 3/8
CIRC.SPATULED 6.40mm 200µm - MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# OPP95

POLYPROPYLENE
BLUE**POLYPROPYLENE 10/0**

POLYPROPYLENE USP 10/0 20cm 2STRAIGHT
NEEDLES 16.15mm 150µm SPATULATED -
MONOFILAMENT NONABSORBABLE SURGICAL
SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OPP101

POLYPROPYLENE
BLUE**POLYPROPYLENE 10/0**

POLYPROPYLENE USP 10/0 20cm 2 X 1/4
CIRC.SPATULED 16mm 150µm - MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# OPP116

POLYPROPYLENE
BLUE**POLYPROPYLENE 10/0**

POLYPROPYLENE USP 10/0 30cm 2 X 3/8
CIRC.SPATULED 6.40mm 200µm - MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# OPP105

DACLON
NYLON
BLACK**NYLON BLACK 6/0**

DACLON NYLON BLACK 75cm EP 0.7 USP 6/0
NEEDLE 3/8 CIR REV CUT. 12mm - MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# 9071512

DACLON
NYLON
BLACK**NYLON BLACK 7/0**

DACLON NYLON BLACK USP 7/0 30cm 2 X 3/8
CIRC.SPATULED 6.20mm 200µm MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# ON75

DACLON
NYLON
BLACK**NYLON BLACK 8/0**

DACLON NYLON BLACK USP 8/0 30cm 2 NEEDLES
3/8 CIRC.SPATULED 6.20mm 150µm
MONOFILAMENT NONABSORBABLE SURGICAL
SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# ON85

DACLON
NYLON
BLACK**NYLON BLACK 9/0**

DACLON NYLON BLACK USP 9/0 30cm 2 NEEDLES
3/8 CIRC.SPATULED 6.20mm 150µm
MONOFILAMENT NONABSORBABLE SURGICAL
SUTURE

12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# ON95


DACLON
NYLON
BLACK**NYLON BLACK 10/0**

DACLON NYLON BLACK USP 10/0 30cm 2 X 3/8
CIRC.SPATULED 6.40mm 220µm MONOFILAMENT
NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE

12 foil/ Box


Origin: Belgium
CAT.# ON105

SURGICAL SUTURES

**NYLON BLACK 10/0**


DACLON NYLON BLACK USP 10/0 38cm 2 X 3/8 CIRC.SPATULED 6.40mm 220µm MONOFILAMENT NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE
12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# ON105-38

**SILK BLACK 4/0**


SILK BLACK USP 4/0 75cm 2 X 1/2 Taper Point 16mm 240µm BRAIDED NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE
12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# 8150116

**SILK BLACK 6/0**


SILK BLACK USP 6/0 45cm 2 X 3/8 CIRC.SPATULED 6.5mm 240µm BRAIDED NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE
12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OS61

**SILK BLACK 7/0**


SILK VIRGIN BLUE USP 7/0 45cm 2 NEEDLES 3/8 CIR REV. CUTTING 12mm 200µm BRAIDED NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE
12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OS81

**SILK BLACK 8/0**

SILK VIRGIN BLUE USP 8/0 45cm 2 NEEDLES 3/8 CIRC.SPATULED 6.5mm 200µm BRAIDED NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE
12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OS81

**POLYESTER 5/0**

POLYESTER USP 5/0 45cm 2 NEEDLES 1/4 CIRC.SPATULED 8mm 350µm BRAIDED NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE
12 foil/ Box

Origin: Belgium
CAT.# OP51

5/8 CIRCLE**1/2 CIRCLE****3/8 CIRCLE****1/4 CIRCLE****J-NEEDLE****STRAIGHT****REVERSE CUTTING**

A triangular body offers a third cutting edge on the outer convex curvature.

**CONVENTIONAL CUTTING**

A triangular body offers a third cutting edge on the inside concave curvature.

**TAPER POINT**

A gradual taper to a round bodied needle.

**EASY PASS NEEDLE**

Precision point with extra sharpening.

**BLUNT NEEDLE**

Cylindrical bodied needle with a rounded point. For soft tissue such as in liver and kidneys. Reduced risk of needle stick injuries.

**TAPER CUTTING POINT**

Balanced, cutting point-tapering into a round bodied needle.

**SIDE CUTTING SPATULA NEEDLES**

Needle with cutting edges on the two sides.

**SOFT CUTTING POINT - CORONARY**

A minute point followed by a round body and a rectangular main body for better penetration in cardiovascular surgery.



Bandage Contact Lens

Bandage Contact Lens DIA 14.2 Clear Zero power

10 Each/ Box

Origin: South Korea
CAT.# BCL10



Bandage Contact Lens

Proclear toric monthly lenses DIA 14.4 Clear -00.00 power

6 Pcs/ Box

Origin: USA
CAT.# AX-2



Eye Shield

Eye Shield Sterile Clear 2.6 X 3

50 Pcs/ Box

Origin: USA
CAT.# D5060



Eye Shield

Eye Shield Non-Sterile Clear 2.6 X 3

100 Pcs/ Box

Origin: KSA
CAT.# ES26



Tonopen Covers

Ocu-Film® + Tip Covers are individually wrapped

150 Each/ Box

Origin: USA
CAT.# 230651



Goniovisc

Goniovisc HYDROXYPRPYL METHYLCELLULOSE IP 2.5% 15mL Benzalkonium Chloride Solution IP 0.02% v/v (As Preservative) Sterile Solution

1 Each
Origin: India
CAT.# G/28/1197



Punctal Plug Small

Silicone Punctal Occlusion Sterile, individually packaged, and preloaded for chronic dry eye - Small size (0.4mm to 0.6mm)

1 pair / Box

Origin: USA
CAT.# VFF-5001



Punctal Plug Medium

Silicone Punctal Occlusion Sterile, individually packaged, and preloaded for chronic dry eye - Medium size (0.6mm to 0.7mm)

1 pair / Box

Origin: USA
CAT.# VFF-5002



Punctal Plug Large

Silicone Punctal Occlusion Sterile, individually packaged, and preloaded for chronic dry eye - Large size (0.7mm to 0.8mm)

1 pair / Box

Origin: USA
CAT.# VFF-5003



Punctal Plug X-Large

Silicone Punctal Occlusion Sterile, individually packaged, and preloaded for chronic dry eye - X-Large size (0.8mm to 1.0mm)

1 pair / Box

Origin: USA
CAT.# VFF-5004



Haemostatic Absorbable

CuraSpon® is a sterile absorbable gelatin sponge with haemostatic effect suitable for the control of bleeding.

20 Pcs/ Box

Origin: NLD
CAT.# CS-010



AmnioTek C Membrane

Amniotic membrane tissue featuring anti-inflammatory and anti-adhesive properties is ideal for wound covering and wound healing applications.


1 Each/ Box
Origin: India
CAT.# ATC-124-DN-1

SURGICAL OPHTHALMIC ITEMS

**Histoacryl Glue**

Histoacryl Translucent 10 Amp Of 0.5 MI Wound Closure in One Minute and Decreased Skin Closure Time Compared to Sutures

10 Each/ Box
Origin: Spain
CAT.# 1050044

**Tutoplast Pericardium**

1.5 x 1.5 cm-sized dehydrated, sterile, human tissue grafts used for covering a tube in glaucoma shunt surgery.

1 Each
Origin: USA
CAT.# 68250

**Tutoplast Fascia Lata**

.3 x 12 cm-sized dehydrated, sterile, human tissue grafts used during eyelid ptosis surgery.

1 Each
Origin: USA
CAT.# 68028

**Ahmed Glaucoma Valve**

Immediate IOP Reduction for All Types of Refractory Glaucoma

1 pair / Box
Origin: USA
CAT.# FP7

**Rhex ID Trypan Blue**


Trypan Blue Ophthalmic Solution 1ml Bottle Size contains not more than 0.8 mg of Trypan Blue and 8.2 mg of Sodium Chloride

20 Each/ Box
Origin: India
CAT.# AA-RHEX

**Capsular Tension Ring**


13 mm (open) 11 mm (closed) & 12 mm (open) 10 mm (closed) Single and sterile, in an easy-handling carrier, preloaded in a disposable injector

1 Each
Origin: Spain
CAT.# AC001302PL

**Malyugin Ring 6.25mm**

Malyugin ring is a medical device used during cataract surgery to expand a small or non-dilating pupil, facilitating safe and effective phacoemulsification.

6 Pcs/ Box
Origin: UK
CAT.# MAL-1001

**Malyugin Ring 7.0mm**

Malyugin ring is a medical device used during cataract surgery to expand a small or non-dilating pupil, facilitating safe and effective phacoemulsification.

6 Pcs/ Box
Origin: UK
CAT.# MAL-1002

**Crawford Intubation Set**

Crawford-type Intubation Set dimensions Single Use Sterile 110mm

1 pair / Box
Origin: USA
CAT.# 51-918A

**Cold and Hot Pack**

Hot and cold gel pack for eyes. For use as a cold pack: Store in the freezer for at least 2 hours.

60 Pcs/ carton
Origin: USA
CAT.# VFF-5004

**Skin Marker Pen**

Aspen Surgical Products Skin Marker Securline® Gentian Violet Tapered Tip

50 Pcs/ Box
Origin: USA
CAT.# 2730

**Battery Cautery**

Battery cautery pens are used to stop bleeding and remove tissue using heat generated by an electrical current.

20 Pcs/ Box
Origin: USA
CAT.# 41-61-20



Eye Drape 1 Pouch 130x130

Eye drapes with **1 LCP** to cover the eye area during eye surgery operations. Single use. Steriled Raw material SMS(HT-02), (HT-04), (HT-13) and (HT-08)


125 Each/ Box
Origin: Turkey
CAT.# FST-847



Eye Drape 1 Pouch 150x150

Eye drapes with **1 LCP** to cover the eye area during eye surgery operations. Single use. Steriled Raw material SMS(HT-02), (HT-04), (HT-13) and (HT-08)


100 Each/ Box
Origin: Turkey
CAT.# FST-848



Eye Drape 2 Pouch 100x130

Eye drapes with **2 LCP** to cover the eye area during eye surgery operations. Single use. Steriled Raw material SMS(HT-02), (HT-04), (HT-13) and (HT-08)

125 Each/ Box
Origin: Turkey
CAT.# FST-849



Eye Drape 2 Pouch 130x130

Eye drapes with **2 LCP** to cover the eye area during eye surgery operations. Single use. Steriled Raw material SMS(HT-02), (HT-04), (HT-13) and (HT-08)


100 Each/ Box
Origin: Turkey
CAT.# FST-851



Eye Drape 1 Pouch 100x120

Eye drapes with **1 LCP** to cover the eye area during eye surgery operations. Single use. Steriled Raw material SMS(HT-02), (HT-04), (HT-13) and (HT-08)


125 Each/ Box
Origin: Turkey
CAT.# FST-854



Lazer Eye Drape 40 x 25 cm

Eye Drape (40 cm x 25 cm) is typically used in ophthalmic (eye) surgical procedures, especially in laser eye surgeries like LASIK, PRK.

20 Each/ Box
Origin: USA
CAT.# QDR360



Lazer Eye Drape 40 x 40 cm

Eye Drape (40 cm x 40 cm) is typically used in ophthalmic (eye) surgical procedures, especially in laser eye surgeries like LASIK, PRK.

20 Each/ Box
Origin: KSA
CAT.# M2DFT1616P



Dual Refractive Aperture 40x26cm

Dual Refractive Drape, without wick Material Type: Polyethylene Opaque Film

20 Pcs/ Box
Origin: USA
CAT.# 581162



Standard Surgical Gowns

Raw material: SMMS 43 gsm, **Open width:** 150 cm
Length: 120 cm, 125 cm, 130 cm, 135 cm, 140 cm

60 Pcs / Box


Origin: Turkey
CAT.# FST -200 : 204



Mayo Cover 80x145 cm

cover the mayo table in order to keep safe sterile area for instruments while surgical operation.

125 Pcs/ Box
Origin: Turkey
CAT.# FST-436




General Surgery Drape

13 Pcs drape set which can be used in General Surgery Operations.

20 Pcs/ Box

Origin: Turkey
CAT.# FST-800



ENT Drape Set

10 Pcs drape set which can be used in ENT Surgery Operations.

20 Pcs/ Box

Origin: Turkey
CAT.# FST-890

Full Catalogue

Reusable SURGICAL INSTRUMENTS



REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS SETS



Glaucoma Set

The Glaucoma Set (28 pcs) is a comprehensive surgical instrument kit tailored for glaucoma procedures.

28 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 160/30



Phaco Prechop Set

The Phaco Prechop Set (23 pcs) is a specialized instrument set designed for efficient cataract fragmentation during phacoemulsification.

23 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 161/05



Keratoplasty Set

The Keratoplasty Set contains 32 precision instruments for corneal transplantation, designed to facilitate safe and efficient tissue removal, preparation, and implantation.

32 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 160/45



Strabismus/Muscle Set

The Set includes 29 specialized instruments for diagnosing and treating eye muscle disorders. It features precision tools like forceps, scissors, and hooks for safe, effective ocular surgery.

29 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 160/15



Chalazion Set

The Chalazion Set is a 14-piece surgical kit designed for the effective treatment of chalazia, including tools for incision, drainage, and curettage.

14 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 160/20



Retinal Detachment Set

The Retinal Detachment Set includes 34 specialized instruments for retinal surgeries, offering precision and efficiency in managing retinal detachment.

34 Each/ Box
Origin: Germany
CAT.# ZS 160/55



Lid-Conjunctiva Set

The Lid-Conjunctiva Set contains 36 specialized instruments for eyelid and conjunctival surgeries, ensuring precision and efficiency.

36 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 160/60



LASIK Set

The Lid-Conjunctiva Set contains 19 specialized instruments for eyelid and conjunctival procedures, ensuring precision and safety in ophthalmic surgeries.

19 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 160/75



Pterygium Set

The Pterygium Instrument Set, containing 14 precision-crafted pieces, is designed for the delicate removal of pterygium tissue.

14 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 160/65



Lacrimal Set

The Lacrimal Instrument Set, containing 42 precision-crafted pieces, is designed for diagnosing and treating lacrimal system disorders.

42 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 161/00



MSICS Set

The MSICS Instrument Set, containing 17 precision-crafted pieces, is designed specifically for Manual Small Incision Cataract Surgery.

17 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 161/03



ECCE Set

The ECCE Instrument Set includes 43 precision-crafted surgical tools designed for extracapsular cataract extraction procedures.

43 Each/ Set
Origin: Germany
CAT.# ZS 161/04

Full Catalogue 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA Saudi Food & Drug Authority Operations Sector	VISION رؤية 2030	المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء قطاع العمليات
Executive Department of registration and licensing		الإدارة التنفيذية للتسجيل والتراخيص
رخصة ممثل معتمد Authorized Representative License		
Saudi Food and Drug Authority hereby license ترخص الهيئة العامة للغذاء والدواء للممثل المعتمد: فرع شركة ديوان الرنوق المحدودة		
The Authorized Representative: Diwan AL Rawnaq Co		
License Number:	ARL-2024-MD-0423	رقم الرخصة:
Manufacturer:	nopa instruments Medizintechnik GmbH	المصنع:
Account number for AR:	C-1985	رقم الحساب:
Issuing date:	14/3/2024	تاريخ الاصدار:
Expiry date:	13/3/2025	تاريخ الانتهاء:
Issuance Type:	New-جديد	نوع الاصدار:
Device category(ies):	أصناف الأجهزة والمنتجات الطبية:	
1. Reusable Devices , 2. Single-use Devices		
To operate in the field defined pursuant to the Act of Saudi Food and Drug Authority hereby license بمزاولة الأنشطة المحددة في هذا الترخيص وذلك بموجب نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء		
Establishments Licensing Department Director		مدير إدارة ترخيص المنشآت
		 م. أحمد بن عبد الله رجب
Page 1 of 1		

Nasal Packing Sinus



Sinus nasal packings DAI **35Lx12Wx9H** deliver rapid and uniform expansion while offering optimal compression to stop bleeding and support the sinus cavity. (String).

20 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# NP-SL09S

Standard Nasal Packing



Standard nasal packings DAI **45Lx20Wx10H** are precision-designed for various nasal surgeries, including septoplasty, turbinectomy, and rhinoplasty. (String).

20 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# NP-LS10S

Standard Nasal Packing



Standard nasal packings DAI **45Lx20Wx15H** are precision-designed for various nasal surgeries, including septoplasty, turbinectomy, and rhinoplasty. (String).

20 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# NP-LS15S

Standard Nasal Packing



Standard nasal packings DAI **80Lx20Wx15H** are precision-designed for various nasal surgeries, including septoplasty, turbinectomy, and rhinoplasty. (String & Airway).

10 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# NP-LL15ST

Standard Nasal Packing



Standard nasal packings DAI **80Lx20Wx15H** are precision-designed for various nasal surgeries, including septoplasty, turbinectomy, and rhinoplasty. (String).

20 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# NP-LL15S

Epistaxis Nasal Packing



Epistaxis nasal packings DAI **100Lx25Wx15H** are precision-designed for various nasal surgeries, including septoplasty, turbinectomy, and rhinoplasty. (String).

20 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# NP-EL15S

Anatomical Nasal Packing



Designed **80Lx30Wx15H** for procedures requiring extra support, such as septoplasty, turbinectomy, and rhinoplasty. (String & Airway).

20 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# NP-DL15ST

Easy Nose Plug - Home Use



Designed **6Lx6W** for easy self-application, it offers quick and effective results. Ideal for home use or emergencies during nosebleeds.

2 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# NP-HL15H

Ear Pack



Well-suited for otology surgery, as it utilizes soft, porous PVA foam to effectively absorb fluids during procedures and provides support to the ear canal post-operation. (Ø9 x 12 String)


20 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# EP-0912S

Ear Wick



Ear wicks deliver medication slowly into the ear canal for effective otitis externa treatment. (Ø9 x 12 - Fenestrated & Non-Fenestrated)

20 Each/ Box
Origin: Taiwan
CAT.# EP-0912 & EP-0912F

Full Catalogue 

THANK YOU



MEDICAL DEVICES & OPHTHALMOLOGY TRADING

We are dedicated to delivering exceptional customer service through timely support, clear communication, and reliable solutions. Our goal is to ensure every client's experience is smooth, professional, and built on trust.

Reach Us Out

We are ready to grow our business better and help you be the best one



RIYADH, SAUDI ARABIA



SALES@FACILITYMEDICAL.COM



WWW.FACILITYMEDICAL.COM



+ 9 6 6 5 3 4 3 8 3 5 6 6